

## Środek do dezynfekcji instrumentów medycznych Sekusept Aktiv Ecolab 1,5 kg

kod produktu: 3050490

kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Środki czystości > Dezynfekcja



# ECOLAB®

Producent: Ecolab

Cena netto: **479,39 zł**

Cena brutto: 517,74 zł

Kod QR:



## Preparat do dezynfekcji instrumentów medycznych Sekusept Aktiv 1,5 kg

- Pojemność: 1,5kg
- Przeznaczenie: manualne mycie i dezynfekcja termostatycznych i termolabilnych instrumentów medycznych, brak efektu pienienia
- Szczególnie przydatny do mycia endoskopów w myjniach półautomatycznych
- Doskonały w obszarach trudnych do umycia (z utrwalonymi zabrudzeniami), usuwa zaschnięte pozostałości
- Przeznaczony do wszystkich narzędzi łącznie z narzędziami o wąskim świetle kanałów

- Możliwość kontrolowania bezpieczeństwa użytkowania np. w razie roztworu silnie zanieczyszczonego substancją organiczną lub podwyższonej temperatury np. w myjce ultradźwiękowej
- Oficjalnie potwierdzone testy gwarantujące bezpieczeństwo w przypadku różnych chorób wirusowych
- Preparat bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy
- Skład: 100 g preparatu zawiera: 44,55 g nadwęglanu sodu, 52,00 g czteroacetyloetylenodiaminy, tenzydy niejonowe, związki kompleksujące, inhibitory korozji, substancje zapachowe
- Posiada krótki czas działania dzięki wysoce aktywnej recepturze oraz niskie stężenia użytkowe
- Preparat jest przetestowany zgodnie z wytycznymi DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), umieszczony na liście VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej
- Pozytywnie zaopiniowany przez OLYMPUS OPTICAL Co. Ltd. Dodatkowo wyposażony w paski do kontroli aktywności preparatu
- Umieszczony na liście RKI (Instytut Roberta Kocha), wirusobójczy według EN 14476
- Przetestowany zgodnie z metodyką EN, DGHM, PZH, IGiChP

Środek do dezynfekcji Sekusept Aktiv nadaje się do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi medycznych łącznie z giętkimi endoskopami. Szczególnie przydatny do przygotowywania endoskopów w myjniach półautomatycznych (z cyrkulacją preparatu dezynfekcyjnego). Do manualnego mycia wstępnego endoskopów przed obróbką w myjni-dezynfektorze. Uniwersalny w zastosowaniu do całego instrumentarium szczególnie endoskopów giętkich i materiałów krytycznych np. silikon, poliwęglan, polisulfan i szkło akrylowe.

Przygotowanie manualne: Narzędzia i urządzenia natychmiast po użyciu umieścić w roztworze (muszą być w nim całkowicie zanurzone). Należy zwrócić uwagę na występowanie pustych przestrzeni i pęcherzy powietrza. Podczas stosowania należy także przestrzegać właściwego stężenia i czasu działania preparatu. Środek dezynfekcyjny Sekusept Aktiv nadaje się doskonale do mycia wstępnego/dezynfekcji giętkich endoskopów – przed procesem chemiczno-termicznym. Pomędzy Sekuseptem Aktiv i produktami w myjni-dezynfektorze nie dochodzi do żadnych interakcji. Po zakończeniu dezynfekcji instrumentarium należy wypłukać wodą o jakości co najmniej wody pitnej, najlepiej sterylną wodą destylowaną lub wodą zdejonizowaną.

Przygotowanie w myjce ultradźwiękowej: Sekusept Aktiv jest przeznaczony do wszystkich myjek ultradźwiękowych wyposażonych w komorę myjącą wykonaną ze stali nierdzewnej. Nie należy przekraczać czasu działania określonego przez producenta narzędzi. Do przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji należy przestrzegać czasu działania wynoszącego wg DGHM 10 min. Możliwość mycia i dezynfekcji osprzętu endoskopowego.