

Płyn do dezynfekcji i mycia narzędzi medycznych combi pack Sekudrill Ecolab 2 litry + 60 ml

kod produktu: 3053520

kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Środki czystości > Dezynfekcja



Producent: Ecolab

Cena netto: **119,90 zł**

Cena brutto: 129,49 zł

Kod QR:



Preparat do dezynfekcji narzędzi medycznych Sekudrill

- Delikatna dezynfekcja i mycie wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali
- Ekonomiczne rozwiązanie do narzędzi obrotowych.
- Krótki czas działania, nieagresywne substancje aktywne. Sprawdzony w warunkach praktycznych.
- Najwyższe bezpieczeństwo potwierdzone naukowo przeprowadzonymi testami
- Łatwe stosowanie
- Bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości
- Szczególnie przydatny dla precyzyjnych obrotowych narzędzi takich jak: wiertła, frezy kostne ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak:

- gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego
- Roztwór gotowy do użycia
- Możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej
- Skład : w 100 g jako substancje aktywne zawiera: 50 g glikol propylenowy, 5 g wodorotlenek potasu
- Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego
- Działanie wirusobójcze zgodne z wytycznymi RKI (Instytut Roberta Kocha)
- Zawiera wysoce efektywne substancje składowe i inhibitory

Preparat do dezynfekcji Sekudrill to gotowy do użycia płyn posiadający działanie wirusobójcze zgodnie z wytycznymi RKI (Instytut Roberta Kocha). Zawiera wysoce efektywne substancje składowe i inhibitory korozji. Preparat przeznaczony jest do jednoczesnej dezynfekcji i mycia narzędzi medycznych, a szczególnie do precyzyjnych obrotowych narzędzi takich jak: wiertła, frezy kostne ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Roztwór gotowy do użycia. Możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej. W przypadku narzędzi nieodpornych na działanie roztworów silnie alkalicznych jak np.: elastyczne materiały polerujące, narzędzia kanałowe. Stosowanie: natychmiast po użyciu narzędzia zanurzyć w nierozcieńczonym roztworze preparatu. Przestrzegać całkowitego zanurzenia w roztworze. Po określonym czasie działania przedmioty wyjąć z roztworu, wypłukać w wodzie i osuszyć jednorazową serwetką. Ewentualnie pozostałe widoczne zanieczyszczenia usunąć szczoteczką, a dezynfekowany przedmiot zanurzyć powtórnie w roztworze preparatu. Sekudrill jest przeznaczony również do dezynfekcji w myjce ultradźwiękowej. Przy stosowaniu do elastycznych elementów polerujących nie przekraczać czasu działania. Po wysuszeniu czyste narzędzia poddać właściwym procesom sterylizacji. W przypadku stosowania Sekudrillu z dodatkiem 3% aktywatora, zawartość opakowania z aktywatorem wlać do butelki 2 l z preparatem Sekudrill, wymieszać przez potrząśnięcie, uzyskany roztwór zużyć przed upływem 3 miesięcy. Elementów aluminiowych nie umieszczać w roztworze Sekudrillu. Ze względów higienicznych roztwór zmieniać codziennie.