

## Lime Clean odkamieniacz 1 litr

kod produktu: SSE-GOT-MC580-1L

kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Środki czystości > Toalety i łazienki



MEDISEPT

Producent: Medisept

Cena netto: **17,59 zł**

Cena brutto: 21,64 zł

Kod QR:



## Lime Clean płyn do odkamieniania 1l

- Przeznaczony do zmywarek gastronomicznych, bojlerów, urządzeń z hydromasażem, czajników i beczek
- Pojemność: 1l
- Usuwa rdzę, osady wapienne, mineralne, cementowe, kamień, które powstają podczas użytkowania urządzenia
- Nie niszczy powierzchni ze stali nierdzewnej, szkła i glazury
- Nie stosować do powierzchni z metali kolorowych, tworzyw sztucznych, emaliowanych i aluminiowych
- Produkt bezzapachowy, niskopieniący, do rozcieńczania
- Odpowiedni do mycia ręcznego i w automatach i myjkach wysokociśnieniowych

- Dostępny w butelkach o pojemności 1l i kanistrach 5l
- PH 0,5
- Sposób użycia: wyłączyć dozowanie środka myjącego. Napełnić zmywarkę wodą i wlać do zbiornika ok. 100 ml koncentratu na 1 l wody (roztwór uzależniony od grubości osadów). Uruchomić urządzenie na 10-15 minut. Po zakończeniu procesu usunąć roztwór roboczy, a całe urządzenie dokładnie spłukać wodą lub napełnić zmywarkę czystą wodą i włączyć program obiegu wody bez dozowania środka myjącego. Zdemontowane i silnie zabrudzone części zmywarki należy zanurzyć w 10% roztworze roboczym, a następnie dokładnie spłukać wodą lub wykonać płukanie w zmywarce. Uporczywe osady, rdza: Na powierzchni ceramiczne i posadzki odporne na działanie kwasów nanieść niewielką ilość koncentratu, rozproszyciel za pomocą szczotki lub gąbki, odczekać kilka minut i po usunięciu zabrudzeń spłukać wodą.

Profesjonalny preparat czyszczący i usuwający kamień z urządzeń typu zmywarki, bębny, czajniki, obiegi zamknięte (hydromasaż) skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju osady, rdzę, kamień, które powstały w wyniku użytkowania i eksploatacji urządzeń. Produkt nie posiada zapachu i jest niskopieniący. Dostępny w butelkach 1l i kanistrach 5l. PH 0,5.

Skład: kwas fosforowy (CAS: 7664-38-2)