

Velox Spray płyn do mycia i dezynfekcji Tea Tonic 1 litr

kod produktu: SSE-ALKGOT-ML703

kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Środki czystości > Dezynfekcja



MEDISEPT

Producent: Medisept

Cena netto: **30,75 zł**

Cena brutto: 33,21 zł

Kod QR:



Środek dezynfekcyjny ze spryskiwaczem Velox Spray Tea Tonic

- Przeznaczony do sprzętu medycznego takiego jak łóżka i fotele zabiegowe oraz aparatura medyczna, a także wszelkich powierzchni pozamedycznych mających i niemających kontaktu z żywnością, między innymi blatów, mebli kuchennych, sprzętu gastronomicznego, stołów, krzeseł, klamek i uchwytów
- Pojemność: 1 l
- Zapach: tea tonic (herbaciany)
- Posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze wobec prątków gruźlicy,

wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych takich jak Vaccinia, BVDV, HIV, HBV i HCV oraz ograniczone działanie wirusobójcze wobec rotawirusów i norowirusów

- Nie pozostawia smug i zacieków
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni dzięki usuwaniu grzybów w 15 sekund oraz bakterii, prątków gruźlicy i wirusów w 30 sekund
- Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy
- Sposób użycia: spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm, dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukiwania.

Litrowy płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych oraz zwykłych, mających i niemających kontaktu z żywnością, Velox Spray Tea Tonic o delikatnym, herbacianym zapachu, jest niezwykle szybko działającym i wszechstronnym produktem, który można wykorzystywać do czyszczenia blatów, stołów, klamek, uchwytów, a także sprzętu oraz akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych. Dzięki działaniu bakteriobójczemu, drożdżakobójczemu, bójczemu wobec prątków gruźlicy, wirusobójczemu wobec rotawirusa i norowirusa oraz bójczemu wobec wirusów osłonkowych takich jak Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, ten profesjonalny środek chemiczny sprawdzi się też świetnie w roli płynu dezynfekującego do nieinwazyjnego sprzętu medycznego, takiego jak fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych.

Zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny, działa już w 30 sekund, nie pozostawiając smug i zacieków oraz błyskawicznie i w wysokim stopniu redukując ryzyko zakażenia. Co ważne, nawet w przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, do zmycia tego skutecznie działającego środka czyszczącego wystarczy jedynie spłukanie go wodą pitną. Sprawia to, że jest doskonałym rozwiązaniem dla domów opieki, sanatoriów, salonów fitness i SPA, salonów fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetów masażu, przedszkoli oraz szkół.